



# F33

## Liposucção ultra-sónica cómoda e indolor (Cavitação)

O F33 utiliza poderosos cabeçais ultra-sónicos para difundir potentes ondas de 40 000Hz que, provocando um efeito de vibração acelerada das células adiposas produzem, no seu interior e exterior, inúmeras bolhas de ar, as quais, colidindo com as células de gordura, fazem com que a membrana celular impluda no interior, transformando os triglicéridos em glicerídeos e ácidos gordos livres. Pelo efeito da onda de radiofrequência de 0,5MHZ, esses glicerídeos e ácidos gordos livres são expelidos através da circulação linfática.

Por fim, utilizando, o LED vermelho e um eléctrodo orientado, a pele é refirmada e o corpo adelgado e embelezado.

### Aplicações principais

- cavitação
- radiofrequência
- electroestimulação
- ultra-sonografia 3MHz

### Tratamento

- celulite adiposa
- adiposidade localizada
- flacidez cutânea
- perda do contorno corporal



Dimensões	Peso (aprox.)	Radiofrequência	Sonda facial
<ul style="list-style-type: none"> <li>• comprimento - 57cm</li> <li>• largura - 50cm</li> <li>• altura - 138cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5Mhz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3Mhz</li> </ul>